

フルティフォーム

操作方法	よくあるピットフォール
①吸入準備	<input type="checkbox"/> (初回のみ)空うち4回を行っていない <input type="checkbox"/> フルプッシュを空になった製品と一緒に捨ててしまった <input type="checkbox"/> キャップを外していない <input type="checkbox"/> 残量を確認していない <input type="checkbox"/> デバイスを上下逆に持っている <input type="checkbox"/> 吸入器を良く振っていない
②息吐き	<input type="checkbox"/> 息吐きを行っていない <input type="checkbox"/> 姿勢が悪い
③吸入	<input type="checkbox"/> フルプッシュの根元を押しており、一気に噴霧できない <input type="checkbox"/> 「ゆっくり、深く」吸いこめていない <input type="checkbox"/> ガスが口の間隙から漏れている <input type="checkbox"/> 吐くタイミングでアルミ缶を押している <input type="checkbox"/> 息を止めてしまっている →多少吸い始めるのが遅れても大丈夫
④息止め	<input type="checkbox"/> 息止めを行っていない
⑤息吐き	
⑥繰り返し	<input type="checkbox"/> (複数回吸入時)連続で押して1度で吸おうとしている
⑦後片付け	
⑧うがい	<input type="checkbox"/> うがいをしていない(口の中と喉 3回) <input type="checkbox"/> うがいをしているが不十分