

# HA8000/50AA[Xeon:RAID(SATA):キャビネットタイプ]希望小売価格表

## <セットモデルおよびカスタムモデル>

XeonMPはPentium(R) Xeon(TM) プロセッサMP、XeonはXeon(TM) プロセッサ、Pen4はPentium(R)4 プロセッサ、PenIIIはPentium(R)III-S プロセッサ、CellはCeleron(R) プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格 (下段:税抜)	無償 保証 期間
<b>Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 (5CAL付き)プレインストールモデル</b>									
Xeon (2.80BGHz) ×1CPU	SATA オンボード	240GBアレイ 120GB×3:RAID5 SATA:7,200回転	○	○	512MB 256MB×2 DDR-SDRAM 266MHz:ECC	CD-ROM 最大48倍速	GNJ050AA-3D55K20	¥404,250	1年
					選択 *1	選択 *4	GNJ050AA-3N55KN0	¥385,000	
Xeon (2.80BGHz) ×1CPU	SATA オンボード	240GBアレイ 120GB×3:RAID5 SATA:7,200回転	○	○	512MB 256MB×2 DDR-SDRAM 266MHz:ECC	CD-ROM 最大48倍速	GNJ050AA-3D55K2B	¥404,250	1年
					選択 *1	選択 *4	GNJ050AA-3N55KNB	¥385,000	
<b>Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 (5CAL付き)モデル (Windows 2000 Server日本語版 (SP4)ダウングレード代行サービス付き)</b>									
Xeon (2.80BGHz) ×1CPU	SATA オンボード	240GBアレイ 120GB×3:RAID5 SATA:7,200回転	○	○	512MB 256MB×2 DDR-SDRAM 266MHz:ECC	CD-ROM 最大48倍速	GNK050AA-3D55K20	¥898,800	1年
					選択 *1	選択 *4	GNK050AA-3N55KN0	¥856,000	
Xeon (2.80BGHz) ×1CPU	SATA オンボード	240GBアレイ 120GB×3:RAID5 SATA:7,200回転	○	○	512MB 256MB×2 DDR-SDRAM 266MHz:ECC	CD-ROM 最大48倍速	GNK050AA-3D55K2B	¥898,800	1年
					選択 *1	選択 *4	GNK050AA-3N55KNB	¥856,000	
<b>Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版 (25CAL付き)プレインストールモデル</b>									
Xeon (2.80BGHz) ×1CPU	SATA オンボード	240GBアレイ 120GB×3:RAID5 SATA:7,200回転	○	○	512MB 256MB×2 DDR-SDRAM 266MHz:ECC	CD-ROM 最大48倍速	GNK050AA-3D55K20	¥898,800	1年
					選択 *1	選択 *4	GNK050AA-3N55KN0	¥856,000	
Xeon (2.80BGHz) ×1CPU	SATA オンボード	240GBアレイ 120GB×3:RAID5 SATA:7,200回転	○	○	512MB 256MB×2 DDR-SDRAM 266MHz:ECC	CD-ROM 最大48倍速	GNK050AA-3D55K2B	¥898,800	1年
					選択 *1	選択 *4	GNK050AA-3N55KNB	¥856,000	
<b>Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版 (25CAL付き)モデル (Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP4)ダウングレード代行サービス付き)</b>									
Xeon (2.80BGHz) ×1CPU	SATA オンボード	240GBアレイ 120GB×3:RAID5 SATA:7,200回転	○	○	512MB 256MB×2 DDR-SDRAM 266MHz:ECC	CD-ROM 最大48倍速	GNK050AA-3D55K20	¥297,150	1年
					選択 *1	選択 *4	GNK050AA-3N55KN0	¥283,000	
<b>OSなしモデル</b>									
Xeon (2.80BGHz) ×1CPU	SATA オンボード	240GBアレイ 120GB×3:RAID5 SATA:7,200回転	○	○	512MB 256MB×2 DDR-SDRAM 266MHz:ECC	CD-ROM 最大48倍速	GNA050AA-3D55K20	¥297,150	1年
					選択 *1	選択 *4	GNA050AA-3N55KN0	¥283,000	

\*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。

\*4:CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。